



Varenummer 240343



Duftdispenser, Tork A1

- ✓ Elektronisk styret airfreshener
- ✓ Refillindikator sikrer bedre kontrol og en behagelig oplevelse for alle brugere,
- ✓ Hurtig genopfyldning og lang batterilevetid sikrer nem vedligeholdelse,
- ✓ Nem programmering sikrer frisk luft hele døgnet.

Produktbeskrivelse

Duftdispenser der sikrer automatisk og effektiv duftkontrol i mindre rum, ca. 12-15 m2. Bruger 1 stk. duftgel-refill som holder min. 4 uger.

Specifikationer

| | |
|-------------------|---------------|
| Produktbetegnelse | Duftdispenser |
| Varemærke | Tork |
| Vareserie | A1 |
| Farve | Hvid |
| Materiale | Plast |
| Længde/dybde | 8.5 cm |
| Bredde | 5.5 cm |
| Højde | 17.4 cm |

Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|---------|---------|---------|---------------|
| kl | 6 stk | 21.2 cm | 21.2 cm | 19.2 cm | 7322540355123 |
| stk | 1 stk | | | | 7322540355116 |