



Varenummer 240343



Duftdispenser, Tork A1

- ✓ Elektronisk styret airfresherer
- ✓ Refillindikator sikrer bedre kontrol og en behagelig oplevelse for alle brugere,
- ✓ Hurtig genopfyldning og lang batterilevetid sikrer nem vedligeholdelse,
- ✓ Nem programmering sikrer frisk luft hele døgnet.

Produktbeskrivelse

Duftdispenser der sikrer automatisk og effektiv duftkontrol i mindre rum, ca. 12-15 m². Bruger 1 stk. duftgel-refill som holder min. 4 uger.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Duftdispenser
Varemærke	Tork
Vareserie	A1
Farve	Hvid
Materiale	Plast

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	10 cm	6.5 cm	18 cm	7322540355116
stk	1 stk				