

Varenummer 244101

Subcutankanyle, Neria , 60cm, hvid, 27G,
8 mm, steril

Produktbeskrivelse

Neria anvendes til subcutan injektion eller infusion. Anbefalet liggetid på 48 timer



Specifikationer

Produktbetegnelse	Subcutankanyle
Varemærke	Neria
Farve	Hvid
Features	8 mm, steril
Størrelse på injektionssprøjtekanyle	27G
Længde/dybde	60 cm
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Holdbarhed, åbnet	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Ubrudt emballage forbrændes, brudt emballage afleveres som risikoaffald til forbrænding.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	200 stk	55 cm	16 cm	28 cm	5703538848636
pk	10 stk	13.5 cm	1.1 cm	8 cm	5705244000209
stk	1 stk				5705244000193



Produktet er sterilt