

Varenummer 244103

Subcutankanyle, Neria, 80cm, hvid, 27G, 8 mm, steril



Produktbeskrivelse

Neria med stål nål anvendes til subcutan injektion eller infusion. Anbefalet liggetid er 48 timer.



STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Subcutankanyle
Varemærke	Neria
Farve	Hvid
Features	8 mm, steril
Størrelse på injektionssprøjtekanyle	27G
Længde/dybde	80 cm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Holdbarhed, åbnet	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Ubrudt emballage forbrændes, brudt emballage afleveres som risikoaffald til forbrænding.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	10 stk	13.5 cm	11 cm	8 cm	
stk	1 stk				5705244000575



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE