



Produktdatablad

Subcutan kanyle til væske infusion, steril, 24G x 0,75 (0,7 x 19 mm)

Varenummer: 244108



Varedeklaration

25 stk = 1 pakke. 8 pakker = 1 kolli. 24 kolli = 1 palle. Produktbetegnelse: Subcutankanyle. Varemærke: BD. Vareserie: Saf-T-Intima. Holdbarhed: 4 år. Farve: gul. Features: x 0,75 (0,7 x 19 mm), steril. Engangs/flergangs: engangs. Størrelse på injektionssprøjtekanyle: 24G. Certifikater: CE. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse IIa. Direktiver, lovgivning og regler: 93/42/EEC. Produktbeskrivelse: BD Saf-T-Intima anvendes til subkutan injektion eller infusion. Kanylen indføres i en vinkel på 30-45 grader. Efter placering af den subkutane kanyle trækkes kanylen tilbage i sikkerhedsskjold og således forbliver kun et tyndt plastkateter i patienten, hvilket giver mindre gener. Fyldevolumen i slangen er 0,2 ml. Slangen skal ikke forfyldes. Liggetid 3-5 døgn i henhold til Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer 2016. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. Bortskaffelse af produkt: Ubrudt emballage forbrændes, brudt emballage afleveres som risikoaffald til forbrænding. Bortskaffelse af emballage: Kan genbruges eller forbrændes.