



Varenummer 244109

**Subcutankanyle, Insuflon, 27G, 18 mm,
ydre Ø 0,6mm, indre Ø 0,4mm, steril**

Produktbeskrivelse

Kateter uden slange. Til anlæggelse af subcutan adgang ved injektion af bl.a. insulin og smertestillende medicin.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Subcutankanyle
Varemærke	Insuflon
Features	18 mm, ydre Ø 0,6mm, indre Ø 0,4mm, steril
Størrelse på injektionssprøjtekanyle	27G
Materiale	Rustfrit stål, silikone, PTFE, PC
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Ubrudt emballage forbrændes, brudt emballage afleveres som risikoaffald til forbrænding.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	10 stk	10.8 cm	13.2 cm	7.7 cm	5703538848667
stk	1 stk				5705244001756

STERILE

Produktet er steril