

Varenummer 244114

Subcutankanyle, Neria Soft, 110cm, hvid, 27G, 17 mm, steril

Produktbeskrivelse

Anvendes til subcutan injektion eller infusion. Specielt velegnet til længere infusionsperioder, da man har mulighed for at afbryde og genoptage infusionen uden fare for kontaminering, samt til aktive patienter. Efter placering af infusionssettet kan nålen trækkes tilbage så kun en tynd slange forbliver i patienten, hvilket giver mindre gener for patienten. Kanylen indføres parallelt med huden i en vinkel på 20-45 gr., hvilket sikrer at den ikke føres for langt ind. Anbefalet liggetid 72 timer.



STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Subcutankanyle
Varemærke	Neria
Vareserie	Soft
Farve	Hvid
Features	17 mm, steril
Størrelse på injektionssprøjtekanylen	27G
Længde/dybde	110 cm
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Holdbarhed, åbnet	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Ubrudt emballage forbrændes, brudt emballage afleveres som risikoaffald til forbrænding.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	200 stk	55.4 cm	16.5 cm	28 cm	5705244001145
pk	10 stk	13.5 cm	11 cm	7.7 cm	
stk	1 stk				5705244001138

Produktet er sterilt

STERILE