

Varenummer 244115



Subcutankanyle, Neria Soft 90, 30cm, hvid, 27G, 6 mm, 30 cm slange, steril, med sikkerhed



Produktbeskrivelse

Neria Soft 90 har en 90 grader blød kanyle koblet til et fusionssæt til subkutan medicinfusion. Produktet er forsynet med et sikkerhedsgreb, lille dobbeltlumen slange, selvklebende fiksaton, standard luer-lock konnektor, vindue til observation af indstiksstedet og en tynd blød 90 grader kanyle der minimerer smerte ved injektion. Med den lange bæretid på 72 timer, giver brugen af Neria Soft 90 en bedre total økonomi i forhold til den tidligere udgave af Neria.



STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Subcutankanyle
Varemærke	Neria
Vareserie	Soft 90
Farve	Hvid
Features	6 mm, 30 cm slange, steril, med sikkerhed
Størrelse på injektionssprøjtekanyle	27G
Længde/dybde	30 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Holdbarhed, åbnet	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Ubrudt emballage forbrændes, brudt emballage afleveres som risikoaffald til forbrænding.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	100 stk	41.5 cm	23 cm	24.5 cm	5705244003644
pk	10 stk	23 cm	11 cm	8 cm	5705244003637
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt