




Varenummer 244499

Agarplade, Müller Hinton, kølevare, steril



Produktbeskrivelse

Agar pladerne anvendes sammen med Rosco Neo-Sensitabs eller Oxoid resistenslapper til resistensbestemmelse.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Agarplade
Varemærke	Müller Hinton
Features	Kølevare, steril
Diameter	9 cm
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse A
Direktiver, lovgivning og regler	IVDR (EU) 2017/746
Holdbarhed	20 uger
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	10 stk	19 cm	9 cm	7 cm	
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er sterilt



Produktet skal opbevares køligt.