

Varenummer 244962

Arterieklemme, Toennis, 21cm, rustfrit stål, buet



Produktbeskrivelse

Arterieklemme med Cremaillere, til afklemning af arterie for at skabe bedre visuelt overblik, fx under suturering, hvor arterien er læderet. Tværgående serrationer for at forhindre endotelbeskadigelse. Instrumentet anvendes også til at fatte om engangsmaterialer og væv

Specifikationer

Produktbetegnelse	Arterieklemme
Varemærke	Toennis
Features	Buet
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	21 cm
Vægt, netto	52 g
Vægt, brutto	58 g
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	28 cm	11 cm	0.5 cm	



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.