



Varenummer 244978

Polyptang, Lange-Wilde, 17cm, rustfrit stål

Produktbeskrivelse

Anvendes i forbindelse med fjernelse af næsepolypper. Kan steriliseres.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Polyptang
Varemærke	Lange-Wilde
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	17 cm
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	24 cm	10.5 cm	0.5 cm	