



Varenummer 244983

Skarpske, Volkmann, 17cm, rustfrit stål,  
 Fig 1, skebredde 6,5 mm



### Produktbeskrivelse

Anvendes fx til revidering af sår, eller udtagning af biopsier. Materiale: Hoved lavet af to forskellige ståltyper. Håndtaget er lavet af antimagnetisk stål, type AISI 304.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Skarpske
Varemærke	Volkmann
Features	Fig 1, skebredde 6,5 mm
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	17 cm
Vægt, netto	56 g
Vægt, brutto	56 g
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Ir
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	24 cm	7 cm	1.5 cm	5703538049880



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.