



Varenummer 244991

Sænkningsglas, Excyte, 1 ml, med sodium citrate, sterilt inden i, ikke uden på



Produktbeskrivelse

Anvendes til at måle erythrocytternes sænkningshastighed (ESR). Aflæses maskinelt.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Sænkningsglas
Varemærke	Excyte
Features	Med sodium citrate, sterilt inden i, ikke uden på
Rumindhold, brutto	1 ml
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Generel
Direktiver, lovgivning og regler	IVD Direktivet 98/79/EC
Holdbarhed	1 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afløberes på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	50 stk	19 cm	9.5 cm	13 cm	3661540300257
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.