



Varenummer 245009

Resistenslapper, Oxoid, ampicillin, kølevare, 10 ug, 1 stk. = 50 tabs, steril



## Produktbeskrivelse

Resistenslapper til påvisning af følsomhed/resistens over for det valgte antibiotikum. Antibiotikalapperne er fremstillet af papir med en kode for det enkelte antibiotikum, lapperne er følsomme for fugtighed og varme og skal derfor opbevares i køleskab indtil brug. Resistenslapperne skal opnå stuetemperatur inden applikation på agarplade. Holdbarhed: Efter åbning 7 dage. Længere tids opbevaring af uåbnede pakker foregår i fryser ved - 20 grader celsius.



STERILE

## Specifikationer

Produktbetegnelse	Resistenslapper
Varemærke	Oxoid
Features	Kølevare, 10 ug, 1 stk. = 50 tabs, steril
Ingredienser/sammensætning	Ampicillin
Vægt, netto	10 ug
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse B
Direktiver, lovgivning og regler	IVDR (EU) 2017/746
Holdbarhed	156 uger
Holdbarhed, åbnet	1 uge
Temperatur Tolerance	+2° C til +12° C, dog valideret til 48 timer uden køl under transport.
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

## Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	5 stk	15 cm	13 cm	1.5 cm	5032384005505
stk	1 stk				5703538362736



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet skal opbevares  
køligt.

Produktet er sterilt

STERILE