



Varenummer 245013

Agarplade, Iso-sensitest, kølevare, begrænset holdbarhed, steril

Produktbeskrivelse

ISO-sensitest pladerne anvendes i forbindelse med resistensbestemmelse. Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.



STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Agarplade
Varemærke	Iso-sensitest
Features	Kølevare, begrænset holdbarhed, steril
Længde/dybde	90 mm
Bredde	10 mm
Diameter	9 cm
Holdbarhed	63 dage fra produktionsdato
Holdbarhed, åbnet	1 uge
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.
Temperatur Tolerance	+2° C til +10° C.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	400 stk	95 cm	79 cm	34 cm	5032384017775
pk	10 stk	18.5 cm	9 cm	7 cm	
stk	1 stk				



Produktet skal opbevares køligt.

STERILE

Produktet er steril