



Varenummer 245020

## Saks, Kilner, 12cm, rustfrit stål, buet

### Produktbeskrivelse

Anvendes fx til afklipping af suturmateriale. Kan steriliseres

### Specifikationer

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Produktbetegnelse            | Saks                            |
| Varemærke                    | Kilner                          |
| Features                     | Buet                            |
| Materiale                    | Rustfrit stål                   |
| Længde/dybde                 | 12 cm                           |
| CE-klasse (medicinsk udstyr) | Klasse I                        |
| Bortskaffelse af produkt     | Afleveres på miljøstation.      |
| Bortskaffelse af emballage   | Kan genbruges eller forbrændes. |

### Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN           |
|-------|------------|--------|--------|-------|---------------|
| kll   | 10 stk     | 21 cm  | 12 cm  | 5 cm  | 5703538049972 |
| stk   | 1 stk      |        |        |       | 5703538049965 |