



Varenummer 245032

**Pincet, anatomisk, 14,5cm x 5mm,
rustfrit stål, krydskarrerede kæber**

Produktbeskrivelse

Anatomisk Adson pincet 14,5 cm, med krydskarrerede kæber, som sikre et fast greb om emnet, foreksempel ved suturfjernelse. Kan steriliseres.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Pincet
Model	Anatomisk
Features	Krydskarrerede kæber
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	14.5 cm
Bredde	5 mm
Vægt, netto	26 g
Vægt, brutto	26 g
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	15 cm	5 cm	1 cm	5703538050282