

Varenummer 245034

Pincet, Jansen, 16cm x 5mm, rustfrit stål, 16 cm, bajonetformet



Produktbeskrivelse

Anvendes som ørepincet, bajonet formet.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Pincet
Varemærke	Jansen
Features	16 cm, bajonetformet
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	16 cm
Bredde	5 mm
Vægt, netto	23 g
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	16 cm	5 cm	1 cm	5703538050329