



Varenummer 245044

Arterieklemme, Mikro-mosquito, 12cm, rustfrit stål, lige

Produktbeskrivelse

Arterieklemme med Cremaillere, til afklemning af arterie for at skabe bedre visuelt overblik, fx under suturering, hvor arterien er læderet. Tværgående serrationer for at forhindre endotelbeskadigelse. Instrumentet anvendes også til at fatte om engangsmaterialer og væv

Specifikationer

Produktbetegnelse	Arterieklemme
Varemærke	Mikro-mosquito
Features	Lige
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	12 cm
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	14 cm	10 cm	0.5 cm	5703538050503