



Varenummer 245045

Pincet, Adson, 12cm, kirurgisk, med hager

Produktbeskrivelse

Anvendes til at håndtere væv hvor der ønskes et fast greb. Er velegnet til hud, fascie og muskulatur. Kan steriliseres

Specifikationer

Produktbetegnelse	Pincet
Varemærke	Adson
Features	Kirurgisk, med hager
Ingredienser/sammensætning	Rustfrit stål, AISI410
Længde/dybde	12 cm
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	10 stk	21 cm	12 cm	3.5 cm	5703538050534
stk	1 stk				5703538050527