



Varenummer 245048

Pincet, Adson, 12cm, anatomisk

Produktbeskrivelse

Anvendes i forbindelse med forskellige procedurer, fx sårskift. Kan steriliseres.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Pincet
Varemærke	Adson
Features	Anatomisk
Ingredienser/sammensætning	Rustfrit stål, AISI410
Længde/dybde	12 cm
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	10 stk	19.5 cm	10.5 cm	3 cm	5703538050596
stk	1 stk				5703538050589