


Varenummer 245050

Arterieklemme, Mikro-mosquito, 14cm, rustfrit stål, buet



Produktbeskrivelse

Arterieklemme med Cremaillere, til afklemning af arterie for at skabe bedre visuelt overblik, fx under suturering, hvor arterien er læderet. Tværgående serrationer for at forhindre endotelbeskadigelse. Instrumentet anvendes også til at fatte om engangsmaterialer og væv

Specifikationer

Produktbetegnelse	Arterieklemme
Varemærke	Mikro-mosquito
Features	Buet
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	14 cm
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	20 stk	15 cm	7.5 cm	20 cm	5703538050633
stk	1 stk				5703538050626