



Varenummer 245054

Arterieklemme med 1 x 2 tænder, 21cm, lige



Produktbeskrivelse

Arterieklemme med Cremaillere, til afklemning af arterie for at skabe bedre visuelt overblik, fx under suturering, hvor arterien er læderet. Instrumentet anvendes også til at fætte om engangsmaterialer og væv. Tværgående serrationer for at forhindre endotelbeskadigelse.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Arterieklemme med 1 x 2 tænder
Features	Lige
Længde/dybde	21 cm
Vægt, netto	10 g
Vægt, brutto	15 g
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	22 cm	15 cm	10 cm	5703538056024



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.