



Varenummer 245055

Øretang, 8cm, lige, 0,5x7 mm

Produktbeskrivelse

Anvendes ved indsættelse af dræn.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Øretang
Features	Lige, 0,5x7 mm
Længde/dybde	8 cm
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	16 cm	12.5 cm	3 cm	5703538056048