



Varenummer 245084

Splinttang, Stieglitz, 13,5cm, rustfrit stål

Produktbeskrivelse

Kan steriliseres. Anvendes til fjernelse af splinter. Kan steriliseres.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Splinttang
Varemærke	Stieglitz
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	13.5 cm
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	16.5 cm	10.5 cm	0.4 cm	5703538056222