



Varenummer

245092

Tungespatel, 6,5x2,8cm, rustfrit stål,
til Kilner-Doughty mundspærre, med
tubespor

Produktbeskrivelse

Tungespatel anvendes sammen med McIvor mundspærre.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Tungespatel
Features	Til Kilner-Doughty mundspærre, med tubespor
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	6.5 cm
Bredde	2.8 cm
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Holdbarhed	5 år
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	21.5 cm	15.5 cm	3 cm	5703538056383