



Varenummer 245094

Tungespatel, rustfrit stål, til Kilner-Doughty mundspærre, med tubespor

Produktbeskrivelse

Tungespatel anvendes sammen med McIvor mundspærre.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Tungespatel
Features	Til Kilner-Doughty mundspærre, med tubespor
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	8 cm
Bredde	3.7 cm
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Holdbarhed	5 år
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	23.5 cm	10 cm	4.5 cm	5703538056420