




Varenummer 245714

## Skumbandage, Cutimed Siltec, 10x10cm, m/silikonekontaktlag, u/klæb, latexfri, steril, engangs

- ✓ Åndbar beskyttelsesfilm
- ✓ Anatomisk design
- ✓ Sårvæsken passerer nemt igennem, uafhængigt af viskositetsgraden
- ✓ Skånsom vedhæftning
- ✓ Atraumatiske og mindre smertefulde forbindelsesskift for patienten



### Produktbeskrivelse

Cutimed Siltec er en superabsorberende silikone skumbandage, som giver en blid vedhæftning. Ideel til sart hud, fx kortisonbelastet hud eller pergamenthud.

Bandagen er fremstillet af tynd polyuretanskum med et sårkontaktlag belagt med medicinsk silikone, oversiden af PU film. Skummet indeholder superabsorberende polymer, og er tyndt og meget formbart og absorberer vertikalt. Superabsorbanterne i kernen giver en god væskehåndteringsevne og retensionsevne. Filmen er semipermeabel og sikrer en høj fordampningsevne.

Silikonekontaktlaget giver en skånsom tilhæftning på tør hud, og medvirker til skånsom og smertefri forbindsskift. Kan med fordel anvendes under kompression.

Kan klippes i. Skal fikseres med sekundær bandage.



### Specifikationer

|                                  |                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                | Skumbandage                                                                      |
| Varemærke                        | Cutimed                                                                          |
| Vareserie                        | Siltec                                                                           |
| Features                         | M/silikonekontaktlag, u/klæb, latexfri, steril                                   |
| Engangs/flergangs                | Engangs                                                                          |
| Ingredienser/sammensætning       | PUR-skum, SAP, silikone, PUR-film                                                |
| Længde/dybde                     | 10 cm                                                                            |
| Bredde                           | 10 cm                                                                            |
| Certifikater                     | CE. MD.                                                                          |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Klasse IIb                                                                       |
| Direktiver, lovgivning og regler | MDR (EU) 2017/745                                                                |
| Holdbarhed                       | 2 år fra produktionsdato                                                         |
| Opbevaringsinstruktioner         | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.                     |
| Bortskaffelse af produkt         | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genanvendes eller forbrændes.                                                |

## Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde  | Højde   | EAN           |
|-------|------------|---------|---------|---------|---------------|
| kll   | 100 stk    | 39 cm   | 38.5 cm | 24 cm   | 4042809556124 |
| pk    | 10 stk     | 18.5 cm | 7 cm    | 20.5 cm | 4042809556100 |
| stk   | 1 stk      |         |         |         |               |



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.



Produktet er kun til engangsbrug.

STERILE

Produktet er sterilt

