


Varenummer 245732

Hælaflaster, Levabo Heel Up, Medium, 25x18x39cm, hvid, usteril


- ✓ En-patient-brug sikrer høj hygiejne
- ✓ Let og enkel i brug
- ✓ God komfort
- ✓ Blødt, hudvenligt, fugtabsorberende og varmetransporterende materiale



Produktbeskrivelse

Levabo Heel Up er et hygiejnisk oppusteligt lejringsprodukt til "en-patients" brug. Produktet sikrer optimal komfort og hygiejne i behandling og forebyggelse af tryksår. Heel Up er særligt velegnet til effektiv forebyggelse og behandling af trykskader i hælregionen. Yderlaget er fremstillet af blødt, smidigt, varme- og fugtabsorberende nonwoven materiale, som gør hælaflasteren behagelig at ligge med. Pustes op med adapter/oppustningsdevice efter anvisning i manualen før brug og justeres til den enkelte brugers anatomi og behov. Kan bruges flere gange (indtil de går i stykker af brug), men det er vigtigt at man pumper iht. pumpevejledningen.

Under påsætning formes siderne rundt om anklen og fastgøres v.h.a. tilhørende fikseringsstrop. Kan anvendes til samme patient mange gange. Leverages i ren, forseglet forpakning inkl. oppustningsdevice.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Hælaflaster
Varemærke	Levabo
Vareserie	Heel Up
Model	Medium
Farve	Hvid
Features	Usteril
Ingredienser/sammensætning	PE, PP
Længde/dybde	25 cm
Bredde	18 cm
Højde	39 cm
Certifikater	CE, MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
HMI-nr.	84423
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Vaskeanvisninger	Kan vaskes i maskine eller i hånden ved 60-65 grader. Må ikke tørres i tørretumbler.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	36 stk	35.8 cm	27 cm	49 cm	5711014740077
pk	12 stk	35 cm	26 cm	16 cm	5711014720079
stk	1 stk				5711014700071



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet kan vaskes ved 60 grader eller derunder.