



Produktdatablad

Hælaflaster, oppustelig trykaflastningspude, mål på oppustet bandage: Fodbredde: 18 cm/Benlængde: 48 cm/Fodlængde: 25 cm

Varenummer: 245733



Varedeklaration

Forpakning: 12 stk pr. pakke. 3 pakker pr. kolti. Produktbetegnelse: Hælaflaster. Varemærke: Levabo. Vareserie: Heel Up. Farve: hvid. Ingredienser/sammensætning: PE, PP. Features: usteril. Længde/dybde: 25 cm. Bredde: 18 cm. Højde: 48 cm. Certifikater: CE, MD. HMI-nr.: 84424. Vaskeanvisninger: Kan vaskes i maskine eller i hånden ved 60-65 grader. Må ikke tørres i tørretumbler. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse I. Model: Long. Direktiver, lovgivning og regler: MDR (EU) 2017/745. Produktbeskrivelse: Levabo Heel Up er et hygiejnisk oppusteligt lejringsprodukt til en-patients brug. Produktet sikrer optimal komfort og hygiejne i behandling og forebyggelse af tryksår. Heel Up er særligt velegnet til effektiv forebyggelse og behandling af trykskader i hælregionen. Yderlaget er fremstillet af blødt, smidigt, varme- og fugtabsorberende nonwoven materiale, som gør hælaflasteren behagelig at ligge med. Pustes op med adapter/oppustningsdevice efter anvisning i manualen før brug og justeres til den enkelte brugers anatomi og behov. Kan bruges flere gange (indtil de går i stykker af brug), men det er vigtigt at man pumper iht. pumpevejledningen. Under påsætning formes siderne rundt om anklen og fastgøres v.h.a. tilhørende fikseringsstrop. Kan anvendes til samme patient mange gange. Leveres i ren, forsejlet forpakning inkl. oppustningsdevice. Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes. Tilhørende varer: 245734