



Varenummer 245734

Pumpe, Levabo Air Pump, blå, manuel, Ø5cm x 30cm, usteril

- ✓ Manuel Oppumpning
- ✓ Kompatibel med Levabo Produkter
- ✓ Effektiv og Brugervenlig
- ✓ Kompakt Design



Produktbeskrivelse

Manuel pumpe anvendes til oppumpning af alle Levabo trykafastende produkter inden brug.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Pumpe
Varemærke	Levabo
Vareserie	Air Pump
Farve	Blå
Features	Manuel, Ø5cm x 30cm, usteril
Ingredienser/sammensætning	Plast
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
HMI-nr.	84442
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	30 cm	30 cm	5.5 cm	5711014760044



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.