



Varenummer 245750

Sårkontaktlag, Cuticell Contact, 25x15cm, med silikoneklæber, latexfri, steril

- ✓ Sårkontaktlag til overfladiske sår
- ✓ Silikoneklæber mod såret
- ✓ Kan sidde op til 14 dage



Produktbeskrivelse

Cuticell Contact anvendes som sårkontaktlag på overfladiske sår. Har silikoneklæber på den ene side, og denne skal vende mod såret. Hæfter kun på tør hud. Ideelt hvor såret skal have fred til at hele. Hydrogel kan tilføjes ved tørre sår. Absorberende sekundær forbindelse kan anvendes ved væskende sår.

Kan sidde i op til 14 dage. Kan klippes i. Fikseres med sekundær bandage, og denne skiftes efter behov.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Sårkontaktlag
Varemærke	Cuticell
Vareserie	Contact
Features	Med silikoneklæber, latexfri, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	PUR, silikone
Længde/dybde	25 cm
Bredde	15 cm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	5 stk	32 cm	21 cm	1.5 cm	4042809122527
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE