



Varenummer 245753

Sølvbandage, Suprasorb A+Ag, 10x10cm, kompres, uden klæber, steril, engangs



Produktbeskrivelse

Suprasorb A+Ag er et calciumalginat med sølvioner. Bandagen absorberer væske fra såret og omdannes til en gelmasse. Samtidig afgives sølvioner til såret og virker derved antimikrobielt. Anvendes til stærkt eksuderende og inficerede eller kritisk koloniserede sår. Kompresset kan klippes til og fikseres med passende sekundær bandage.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Sølvbandage
Varemærke	Suprasorb
Vareserie	A+Ag
Features	Kompres, uden klæber, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	Calciumalginat, sølv
Længde/dybde	10 cm
Bredde	10 cm
Steriliseringemetode	R
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse III
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Sølvbandager bør fjernes før MR scanning.
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	10 stk	18 cm	15 cm	3 cm	4021447930367



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE