



Varenummer 245754

Sølvbandage, Suprasorb A+Ag, 20x10cm, kompres, uden klæber, steril, engangs

- ✓ Calciumalginat med sølvioner
- ✓ Absorberer væske og danner gel
- ✓ Antimikrobiel virkning



Produktbeskrivelse

Suprasorb A+Ag er et calciumalginat med sølvioner. Bandagen absorberer væske fra såret og omdannes til en gelmasse. Samtidig afgives sølvioner til såret og virker derved antimikrobielt. Anvendes til stærkt eksuderende og inficerede eller kritisk koloniserede sår. Kompresset kan klippes til og fikseres med passende sekundær bandage.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Sølvbandage
Varemærke	Suprasorb
Vareserie	A+Ag
Features	Kompres, uden klæber, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	Calciumalginat, sølv
Længde/dybde	20 cm
Bredde	10 cm
Steriliseringsmetode	R
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse III
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Sølvbandager bør fjeres før MR scanning.
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	20 stk	29 cm	15.8 cm	9.5 cm	4021447930404
pk	5 stk	28.5 cm	15 cm	2 cm	4021447930398
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE