

heel up®

long

48 cm.
Varenr.: 70002



heel up®

medium

39 cm.
Varenr.: 70007




heel up®

short


32 cm.
Varenr.: 70001



Pumpe oversigt 2015



Elektrisk pumpe
m/rød hosp. ledning
Varenr.: 76003



Elektrisk pumpe
m/alm. ledning
Varenr.: 76002



Batteri-
pumpe
Varenr.: 76001



Manuel
pumpe
Varenr.: 76004



Pumpedyse
med rør X10
Varenr.: 76005

heel up® og all up® er Levabo®'s nye hygiejniske og miljøvenlige oppustelige en-patient produkter.

Sortimentet er udviklet i samarbejde med ledende sårplejersker og sikrer optimal komfort og hygiejne i behandling og forebyggelse af tryksår.

heel up® og all up® er velegnede til effektiv forebyggelse og behandling af trykskader på de mest udsatte steder som f.eks. hæle, hofter, albuer, skuldre, ryg m.m.

Produkterne er multifunktionelle, dvs. at det samme produkt kan anvendes i forskellige aflastningssituationer, så tryksårforebyggelse og behandling udføres optimalt.

heel up® og all up® er brugerspecifikke en-patient produkter i ergonomisk design, som giver god stabilitet. Yderlaget er fremstillet af blødt, smidigt, varme- og fugtabsorberende nonwoven materiale, som gør heel up® og all up® behagelig at ligge og sidde med.

Enkel håndtering. heel up® og all up® pustes op før brug og justeres til den enkelte brugers anatomi og behov.

heel up® og all up® har følgende fordele:

- En-patient-brug sikrer høj hygiejne.
- heel up® er designet til behandling og forebyggelse af tryksår i hælregionen.
- all up® er designet til forebyggelse og behandling af tryksår på albuer, skuldre, ryg m.m.
- Let & enkelt i brug.
- God komfort.
- Blødt, hudvenligt og fugtabsorberende materiale.
- Pladsbesparende på depotet.
- Leveres i ren, forsejlet flad forpakning inkl. oppustningsdevice. heel up® med stop up infation indikator strip
- Testet og godkendt iht. ISO 10993-10. Hudirritation og overfølsomhed.
- Leveres i flere størrelser.



Tryksår akut pakke

Taske med pumpe og sortiment af lejringsprodukter. Ideelt til forebyggelse i hjemmeplejen.

Akut Kit Taske
Excl. indhold
Varenr.: 76006



Levabo®'s akut pakke kan sammensættes af 13 forskellige lejringspuder fra Levabo®'s sortiment og med manuel eller opladelig batteripumpe



all up®

universal

50 x 50 cm.
Varenr.: 70011



all up®

multi small

50 x 25 cm.
Varenr.: 70003



all up®

multi medium

50 x 37 cm.
Varenr.: 70004



all up®

multi large

50 x 50 cm.
Varenr.: 70005



all up®

head

28 x 30 cm.
Varenr.: 70010



all up®

multi max

50 x 50 x 20 cm.
Varenr.: 70012



all up®

bath

50 x 50 cm.
Varenr.: 70013



all up®

back & seat

40 x 24 cm.
Varenr.: 70009



all up®

seat

42 x 42 cm.
Varenr.: 70008



all up®

wing

85 x 43 cm.
Varenr.: 70006

