

Varenummer 245768



Pude, trykafastende, Levabo Seat All, donut, 45x45x8cm, hvid

- ✓ En-patient-brug sikrer høj hygiejne
- ✓ Let og enkel i brug
- ✓ God komfort
- ✓ Blødt, hudvenligt, fugtabsorberende og varmetransporterende materiale



Produktbeskrivelse

Levabo All Up Donut trykreducerende siddepude er et hygiejnisk oppusteligt lejringsprodukt til "en-patient" brug. Pudens design har en effekt, der sikrer stabilitet uden at hindre patienten i at kunne bevæge sig. Puden giver aflastning og reducerer trykpunkter, ved gener fra fx graviditet/fødsel, halebensskader, strålebehandling eller andre intimgener. Ved selv de mindste bevægelser stimulerer puden hudens mikrocirkulation, hvilket medvirker til optimering af kredsløbet. Yderlaget er fremstillet af blødt, smidigt, varme- og fugtabsorberende nonwoven materiale, som gør puden behagelig at ligge med. Pustes op efter anvisning i manualen før brug og justeres til den enkelte brugers anatomi og behov. Kan anvendes til samme patient mange gange.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Pude
Varemærke	Levabo
Vareserie	Seat All
Model	Donut
Farve	Hvid
Ingredienser/sammensætning	PE, PP
Længde/dybde	45 cm
Bredde	45 cm
Højde	8 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
HMI-nr.	87939
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	12 stk	35 cm	26 cm	16 cm	5711014720178
stk	1 stk				5711014700170



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.