



Varenummer 245770

IV-fiksering m/CHG sårpude, Tegaderm I.V., 11,5x8,5cm, transparent, steril



Produktbeskrivelse

Anvendes til fiksering af Perifere venekatetre, Centrale Vene Katetre, arterielle og dialysekatetre. Består af en tynd film med med en absorberende 2% klorhexidin-glucurat gelpude. Giver en konstant og jævn antimikrobiel effekt i op til 7 dage. Forbindingen har en blød tekstil-kant og sterile strips til fiksering af kateterudstyr. Tekstilkløbekanten sikrer en optimal fiksering. Filmen er transparent og gør det muligt at inspicere indstikstedet. Er semipermeabel, har en høj fordampningsevne, og fungerer som barriere mod udefra kommende væske, bakterier og virus. Non-touch aseptisk applicering. Kan anvendes under brusebad.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	IV-fiksering m/CHG sårpude
Varemærke	Tegaderm
Vareserie	I.V.
Sekundær farve	Transparent
Features	Steril
Materiale	Acrylat, klorhexidin, polyester, PU
Længde/dybde	11.5 cm
Bredde	8.5 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse III
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	3 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Ubrudt emballage forbrændes, brudt emballage afleveres som risikoaffald til forbrænding.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	100 stk				50707387802252
pk	25 stk	26 cm	16.5 cm	5.5 cm	30707387802258
stk	1 stk				10707387802254



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt