




Varenummer 245774

IV-fiksering, Tegaderm I.V. Advanced,
8x7cm, transparent, latexfri, steril



Produktbeskrivelse

Anvendes til fiksering af Perifere Vene Katetre. Består af en tynd film med blød tekstil-kant og sterile strips til fiksering af kateterudstyr. Tekstil-klæbekanten er medvirkende til at give en sikker fiksering. Filmen er transparent og gør det muligt at inspicere indstikstedet. Filmen er semipermeabel, har en høj fordampningsevne, og fungerer som barriere mod udefra kommende væske, bakterier og virus. Non-touch aseptisk applicering. Kan anvendes under brusebad.



Specifikationer

Produktbetegnelse	IV-fiksering
Varemærke	Tegaderm
Vareserie	I.V. Advanced
Sekundær farve	Transparent
Features	Latexfri, steril
Materiale	Acrylat, polyester, PU
Længde/dybde	8 cm
Bredde	7 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	3 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Ubrudt emballage forbrændes, brudt emballage afleveres som risikoaffald til forbrænding.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	400 stk	26.6 cm	19.7 cm	20.3 cm	4046719867554
pk	100 stk	18.5 cm	12.6 cm	9.3 cm	4046719856398
stk	1 stk				4046719849598



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt



Produktet indeholder ikke latex.