

3M™ Tegaderm™ I.V. Transparent-bandager

Tegaderm™ I.V. Advanced



Avanceret kateterfiksering -sikkert og komfortabelt

Optimal sikkerhed

Aseptisk "nontouch"-appliceringsteknik

Forbedret komfort og tryghed for patienten

Omkostningseffektivt for hospitalet



3M™ Tegaderm™ I.V. Advanced - bandagen med patenteret *Comfort Adhesive*-teknologi

Kraftig, men skånsom klæbeteknologi

- › Mønstrede klæbeflader som giver optimalt fæste, tåler fugt og er enkle at fjerne
- › Stabiliserende klæbekant lukkes indad og beskytter indstiksstedet
- › Trykfølsom klæb tilpasses hudoverfladen og øger fikseringen de næste 24 timer
- › Indeholder ikke latex
- › Komfortabel og skånsom

Unikt applikationssystem

- › Nontouch aseptisk applicering: maksimal kontrol med appliceringen uden at berøre bandagens klæbefelt

Stabiliserende kant

- › Forstærket ramme giver større sikkerhed
- › Reducerer risikoen for, at kanterne rulles op

Forstærket rundt om splitten

- › Sikrer hele bandagen
- › Hindrer, at kanterne rulles op
- › Reducerer kontakten med kateteret ved applikation*

Gennemsigtig bandage

- › Giver mulighed for at inspicere indstiksstedet
- › Komfortabel og fleksibel
- › Åndbar film med suveræne fordampningsegenskaber
- › Vandtæt, steril barriere, som forhindrer forurening fra væsker, bakterier og virus**

Dokumentationstape

- › Forklarende fortryk
- › Giver god oversigt over tidspunkt for bandageskift

Steril tape

- › Tilbyder et sikkert alt-i-et-system
- › Gør det enkelt at følge alle retningslinjer
- › Færdigklippet til ekstra fiksering af kanyler, slanger osv.

Bestillings- information

				
Produktnummer	1681	1683	1685	1688
Bandagestørrelse	7 cm x 7 cm	6,5 cm x 7 cm	8,5 cm x 11,5 cm	10 cm x 12 cm
Bandager/æske	100	100	50	50
Æske/karton	4	4	4	4
Type kateter	P.I.V.	P.I.V.	All C.V.Cs, P.I.C.C., Arterial, Epidural	All C.V.Cs, P.I.C.C., Arterial, Epidural



3M Danmark a/s
Health Care
Hannemanns Allé 53, 2300 København S
Telefon: +45 43480100
Fax: +45 43968596
www.3mhealthcare.dk

3M og Tegaderm er
3M-selskabets varemærker.
© 3M 2015. All rights reserved.
LL53 0022-1 DK 150428

* 3M internal data on file.

** In vitro-tests viser, at den gennemsigtige film til 3M Tegaderm I.V. Advanced Securement-bandage giver en viral barriere mod virus på 27 nm i diameter eller større, mens bandagen holder sig hel og tæt.