



Varenummer 245776

IV-fiksering, Tegaderm I.V. Advanced, 11,5x8,5cm, transparent, latexfri, steril

- ✓ Sikker Fiksering
- ✓ Transparent Film: Inspektion af indstikstedet.
- ✓ Beskytter mod væske, bakterier og virus.
- ✓ Brusebadvenlig



Produktbeskrivelse

Anvendes til fiksering af Centrale Vene Katetre, PICC, arterielle og epidurale katetre. Består af en tynd film med blød tekstil-kant og sterile strips til fiksering af kateterudstyr. Tekstilkæbekanten er medvirkende til at give en sikker fiksering. Filmen er transparent og gør det muligt at inspicere indstikstedet. Filmen er semipermeabel, har en høj fordampningsevne og fungerer som barriere mod udefra kommende væske, bakterier og virus. Non-touch aseptisk applicering. Kan anvendes under brusebad.



Specifikationer

Produktbetegnelse	IV-fiksering
Varemærke	Tegaderm
Vareserie	I.V. Advanced
Sekundær farve	Transparent
Features	Latexfri, steril
Materiale	Acrylat, polyester, PU
Længde/dybde	11.5 cm
Bredde	8.5 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	3 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Ubrudt emballage forbrændes, brudt emballage afleveres som risikoaffald til forbrænding.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	200 stk				4064035107079
pk	50 stk	26.6 cm	18.4 cm	4.8 cm	4064035107062
stk	1 stk				4064035107055



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er sterilt



Produktet indeholder ikke latex.