



Varenummer 2542



Dispenser, ABENA, 1000 ml, sort, plast, til sæbe

Produktbeskrivelse

Dispenser til sæbepåfyldning. Den transparente front gør det nemt at se, hvornår det er tid til genopfyldning.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Dispenser
Varemærke	ABENA
Features	Til sæbe
Materiale	Plast
Rumindhold, netto	1000 ml
Inkluderet tilbehør	Skruer, rawplugs og nøgler.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	22.5 cm	14 cm	12.5 cm	5703538061714
stk	1 stk				5703538061691