



Varenummer 2543

Dispenser, neutral, 350 ml, hvid, plast, til sæbe

Produktbeskrivelse

Dispenser til sæbebåfyldning. Med glat overflade som er nem at rengøre. Skueglas gør det nemt at se, hvornår genopfyldning er påkrævet.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Dispenser
Farve	Hvid
Features	Til sæbe
Materiale	Plast
Rumindhold, netto	350 ml
Inkluderet tilbehør	Skruer, rawplugs og nøgler.
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	6 stk	36 cm	28 cm	24 cm	3471580011057
stk	1 stk				5703538379420