



Varenummer 2544

Stativ til dispenser, sølv, metal, med plastbelægning

- ✓ Praktisk
- ✓ Hygiejnisk
- ✓ Let at håndtere



Produktbeskrivelse

Stativ til dispenser 8623.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Stativ til dispenser
Farve	Sølv
Features	Med plastbelægning
Materiale	Metal
Certifikater	Til fødevarer
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020, (EF) nr. 1935/2004
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Undgå slag og stødpåvirkning.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	20 stk	40 cm	39.5 cm	21 cm	5703538061790



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.