



Varenummer 2546



Handskestativ, ABENA, 55,5x16x10cm, sølv, rustfrit stål, til 3 æsker

- ✓ Robust og praktisk stativ i rustfrit stål
- ✓ Vægghængt stativ, så alt er inden for rækkevidde og der spares på gulvplads

Produktbeskrivelse

Praktisk og robust stativ til dispensere. Stativet er væghængt, så du sparer plads og kan placere dispenserne i den optimale højde. Stativet passer til mange forskellige æsker og dispensere, herunder blandt andet handskeæsker, ansigtsservietter, papirtørklæder og forklæder i dispensere.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Handskestativ
Varemærke	ABENA
Farve	Sølv
Features	Til 3 æsker
Engangs/flergangs	Flergangs
Materiale	Rustfrit stål
Tekniske ingredienser	Cellulose fiber
Længde/dybde	55.5 cm
Bredde	16 cm
Højde	10 cm
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Vaskeanvisninger	Kan autoklaveres.
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	4 stk	74 cm	27.5 cm	17.5 cm	5703538209482
stk	1 stk				5703538209468