



Varenummer 254610



## Handskestativ, ABENA, sølv, rustfrit stål, til 2 æsker

- ✓ kan indeholde 3 dispensere
- ✓ rustfri stål

### Produktbeskrivelse

Stativ til dispenser. Passer til handskeæsker, ansigtsservietter, forklæder i dispensere mm.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Handskestativ
Varemærke	ABENA
Farve	Sølv
Features	Til 2 æsker
Engangs/flergangs	Flergangs
Materiale	Rustfrit stål
Tekniske ingredienser	Cellulose fiber
Længde/dybde	38.7 cm
Bredde	16 cm
Højde	10 cm
Vaskeanvisninger	Kan autoklaveres.
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	4 stk	74 cm	25 cm	21 cm	5703538400353