



Varenummer 254610



## Handskestativ, ABENA, 38,7x16x10cm, sølv, rustfrit stål, til 2 æsker

- ✓ Robust og praktisk stativ i rustfrit stål
- ✓ Vægghængt stativ, så alt er inden for rækkevidde og der spares på gulvplads

### Produktbeskrivelse

Praktisk og robust stativ til dispensere. Stativet er væghængt, så du sparer plads og kan placere dispenserne i den optimale højde. Stativet passer til mange forskellige æsker og dispensere, herunder blandt andet handskeæsker, ansigtsservietter, papirtørklæder og forklæder i dispensere.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Handskestativ
Varemærke	ABENA
Farve	Sølv
Features	Til 2 æsker
Engangs/flergangs	Flergangs
Materiale	Rustfrit stål
Tekniske ingredienser	Cellulose fiber
Længde/dybde	38.7 cm
Bredde	16 cm
Højde	10 cm
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Vaskeanvisninger	Kan autoklaveres.
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	4 stk	74 cm	25 cm	21 cm	5703538400353
stk	1 stk				5703538022579