



Produktdatablad

Handskestativ, Abena, sølv, rustfrit stål, til 4 æsker

Varenummer: 254620



Varedeklaration

Forpakning: 4 Stk pr. Kolli, 32 Kolli pr. Palle. Produktbetegnelse: Handskestativ. Varemærke: ABENA. Materiale: rustfrit stål. Ingrediensliste: Cellulose fiber. Features: til 4 æsker. Engangs/flergangs: flergangs. Længde/dybde: 72 cm. Bredde: 16 cm. Højde: 10 cm. Vaskeanvisninger: Kan autoklaveres. Direktiver, lovgivning og regler: (EU) 2023/988. Produktbeskrivelse: Praktisk og robust stativ til dispensere. Stativet er væghængt, så du sparer plads og kan placere dispenserne i den optimale højde. Stativet passer til mange forskellige æsker og dispensere, herunder blandt andet handskeæsker, ansigtsservietter, papirtørklæder og forklæder i dispensere. Bortskaffelse af produkt: Afleveres på miljøstation. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes. Tilhørende varer: 3945, 1000010104, 108059