



Varenummer 2547

Handskestativ, 10,4x27x22,5cm, hvid, metal, til 2 æsker, ikke justerbar

- ✓ Praktisk dispenser
- ✓ Passer til både handske- og ansigtsservietæsker

Produktbeskrivelse

Stativ til dispenser. Passer til handskeæsker og ansigtsservietter mm.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Handskestativ
Farve	Hvid
Features	Til 2 æsker, ikke justerbar
Engangs/flergangs	Flergangs
Materiale	Metal
Længde/dybde	10.4 cm
Bredde	27 cm
Højde	22.5 cm
Vægt, netto	243 g
Direktiver, lovgivning og regler	(EC) 1907/2006, (EU) 2023/988
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	16 stk	48.5 cm	35 cm	46.5 cm	5703538929670
stk	1 stk				5703538929656