



Varenummer 2547

## Handskestativ, 10,4x27x22,5cm, hvid, metal, til 2 æsker, ikke justerbar

- ✓ Praktisk dispenser
- ✓ Passer til både handske- og ansigtsservietæsker

### Produktbeskrivelse

Stativ til dispenser. Passer til handskeæsker og ansigtsservietter mm.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Handskestativ
Farve	Hvid
Features	Til 2 æsker, ikke justerbar
Engangs/flergangs	Flergangs
Materiale	Metal
Længde/dybde	10.4 cm
Bredde	27 cm
Højde	22.5 cm
Vægt, netto	243 g
Direktiver, lovgivning og regler	(EC) 1907/2006, (EU) 2023/988
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	16 stk	48.5 cm	35 cm	46.5 cm	5703538929670
stk	1 stk				5703538929656