



Varenummer 2548

Handskestativ, hvid, PS, til 1 æske

- ✓ Justerbar dispenser
- ✓ Passer til både handske- og ansigtsservietæsker

Produktbeskrivelse

Fleksibel holder til dispenseræsker. Kan justeres i højden og passer til handskeæsker, maskeæsker og ansigtsservietter mm.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Handskestativ
Farve	Hvid
Features	Til 1 æske
Engangs/flergangs	Flergangs
Materiale	PS
Længde/dybde	16.5 cm
Bredde	10 cm
Højde	2 cm
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	50 stk	32.5 cm	32.5 cm	21.5 cm	5703538061950